

Link do produktu: <https://mrsflower.pl/vetfood-maxi-oracare-healthy-gums-250ml-plyn-do-plukania-jamy-ustnej-dla-psa-p-550.html>



## VETFOOD MAXI OraCare Healthy Gums 250ml Płyn do płukania jamy ustnej dla psa

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>58,00 zł</b>      |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>         |
| Kod EAN      | <b>5903260900415</b> |

### Opis produktu

#### VETFOOD MAXI OraCare Healthy Gums 250ml Płyn do płukania jamy ustnej dla psa

**Płyn Maxi OraCare Healthy Gums** to dodatek do wody dla psów i kotów o neutralnym pH, który przyczynia się do redukcji zaburzeń mogących skutkować zapaleniami dziąseł i chorób przyzębia.

Codzienne stosowanie płynu Maxi OraCare Healthy Gums korzystnie wpływa na stan jamy ustnej zwierzęcia:

- przyczynia się do redukcji płytki nazębnej,
- zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania kamienia nazębnego,
- utrzymuje zdrowe dziąsła,
- usuwa bakterie w przestrzeniach międzyzębowych,
- neutralizuje nieprzyjemny zapach z pyska.

**Płyn Maxi OraCare Healthy Gums** – zawiera zneutralizowany glukonian cynku z dodatkiem szałwii i zielonej herbaty.

**Glukonian cynku** zawarty w płynie ma działanie wspomagające łagodzenie stanów zapalnych, redukuje ryzyko tworzenia się płytki nazębnej oraz usuwa przykry zapach z jamy ustnej.

**Szałwia** pomaga utrzymać zdrowe błony śluzowe, dziąsła i zęby.

**Zielona herbata** ma działanie zasadowotwórcze, co oznacza, że zmienia pH w jamie ustnej na zasadowe. Dzięki temu ogranicza rozwój bakterii, które mają szkodliwy wpływ na zęby.

#### WSKAZANIA:

- Osadzanie się bakteryjnej płytki nazębnej,
- Przykry zapach wydychanego powietrza,
- Codzienna profilaktyka jamy gębowej.

**SKŁAD:** aqua, sodium bicarbonate, glycerin, potassium sorbate, sodium benzoate, disodium EDTA, zinc gluconate, Salvia officinalis leaf extract, Camellia sinensis leaf extract, CI 42090, CI 19140

#### STOSOWANIE:

Zaleca się podawać następujące ilości produktu do wody dla zwierzęcia:

- na każde 500 ml wody – ½ zakrętki (12 ml)
- na każdy 1 L wody – 1 pełna zakrętka (24 ml)

Płyn dodawać do wody przy każdej jej wymianie w odpowiedniej zalecanej ilości. Nie należy przekraczać zalecanej porcji.

---

Dostępne opakowania: 250 ml i 750 ml.